

KURZANLEITUNG FÜR DEN CORONA-SELBSTTEST

Der Anbio Rapid Covid-19 Antigen-Test ist einsetzbar als Speicheltest (Lolli), Nasenraum- und Rachenabstrich. Nachfolgend wird die Anwendung als Speicheltest (Lolli) erklärt. Die ausführliche Beschreibung finden Sie unter www.corona.oberkirch.de.

Produkt:

Anbio Covid-19 Antigen-Schnelltest

Hersteller:

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

BfArM gelistet AT 195/21

evaluiert Paul-Ehrlich-Institut (PEI)

Sonderzulassung als Selbsttest 5640-S-058/21

VORBEREITUNG & PROBENENTNAHME




Husten Sie tief, machen Sie das Geräusch von „kuuuu“.

Legen Sie den Tupfer auf Ihre Zunge.

Halten Sie den Tupfer für 10-20 Sekunden im Mund und befeuchten Sie ihn mit Speichel.

BEHANDLUNG DER PROBE




1. Legen Sie den Tupfer mit der entnommenen Probe in das Röhrechen, halten Sie den Tupferkopf fest und drücken Sie ihn gegen die Röhrechenwand, während Sie den Tupfer etwa 10 - 15 Mal drehen.

2. Entfernen des Tupfers: Drücken Sie den Tupferkopf beim Entfernen des Tupfers zusammen, um so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Tupfer zu entfernen. Entsorgen Sie die Tupfer.

3. Schrauben Sie die Düsenkappe auf das Extraktionsröhrechen.

4. Öffnen Sie den Deckel, träufeln Sie 3 Tropfen der Extraktionslösung in die Probenvertiefung der Testkarte. Nach 15 - 20 Minuten können Sie das Testergebnis ablesen.

AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE



Negativ (-): Nur Linie C ist gefärbt (s. Abb.), was darauf hindeutet, dass die Probe kein SARS-CoV-2-Antigen enthält.

Positiv(+): Sowohl auf Linie C als auch auf Linie T sind Färbungen zu sehen (s. Abb.), was darauf hindeutet, dass die Probe SARS-CoV-2-Antigen enthält.

Ungültig: Auf Linie C ist keine Färbung zu sehen (s. Abb.). Der Test ist ungültig oder es ist ein Anwendungsfehler aufgetreten. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Patrone.

FRAGEN & ANTWORTEN

Selbsttests helfen, den Schul- und Kita-Besuch in Zeiten der Pandemie sicherer zu gestalten. Um das Betreuungsangebot in den 10 Oberkircher Kindergärten weiterhin gut aufrechterhalten zu können, ist es notwendig, gemeinsame Maßnahmen zum Schutz vor möglicher Ansteckung zu ergreifen. Das derzeitige Infektionsgeschehen zeigt, dass es sinnvoll ist, den Fokus weiterhin verstärkt auf Testungen zu legen.

WAS SIND CORONA-SELBSTTESTS?

Die sog. Antigen-Schnelltests können einfach und schnell verwendet werden (siehe Kurzanleitung). Schon nach 15 Minuten wird das Ergebnis angezeigt.

SIND DIE SELBSTTESTS FÜR DEN KINDERGARTENBESUCH VERPFLICHTEND?

Wenn möglichst viele regelmäßig Selbsttests machen, werden Infektionen mit dem Corona-Virus frühzeitig erkannt. Dadurch lassen sich weitere Ansteckungen reduzieren. Die Selbsttests sind für die Kinder der Oberkircher Kindergärten freiwillig und zwei Mal pro Woche kostenlos.

WO UND WIE OFT SIND DIE SELBSTTESTS DURCHZUFÜHREN?

Die Selbsttests sollten zwei Mal pro Woche (vorzugsweise Montag + Mittwoch) mit mind. zwei Tage Abstand zu Hause durchgeführt werden - vor dem Besuch des Kindergartens.

WAS IST BEI EINEM „POSITIVEN“ TESTERGEBNIS ZU TUN?

Wenn die Durchführung des Antigentests zu Hause ein positives Ergebnis aufweist, sind die Eltern verpflichtet, umgehend eine PCR-Testung zu veranlassen. Für den PCR-Test wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt, Hausarzt oder an eine Corona-Schwerpunktpraxis. Nach der aktuell gültigen Corona-VO Absonderung BW müssen sich die positiv getestete Person und ihre Haushaltsangehörigen unverzüglich in häusliche Absonderung begeben. Informieren Sie in diesem Fall bitte unverzüglich die Kindergartenleitung.

Wenn das PCR-Ergebnis des Kindes positiv ausfällt, erfolgt automatisch eine Meldung an das Gesundheitsamt.

Herzlichen Dank für Ihre unterstützende Mitarbeit!

WARUM SIND BEI EINEM NEGATIVEN TEST-ERGEBNIS TROTZDEM DIE CORONA-REGELN ZU BEACHTEN?

Die Schnelltests sind nur ein Baustein. Sie erhöhen die Sicherheit in den Kindergärten und zu Hause zusammen mit den anderen geltenden Hygiene-Maßnahmen.

Dazu zählen:

- Abstand halten
- Mund-Nasen-Bedeckung tragen
- Händewaschen
- Niesen und Husten in die Armbeuge
- regelmäßiges Lüften

WIE WERDEN DIE SELBSTTESTS GELAGERT UND ENTSORGT?

Die Tests sollten bei 2-30 °c gelagert und keinesfalls eingefroren werden. Abfälle von benutzten Tests lassen sich in einem reißfesten und dichten Müllbeutel gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgen.

BEI CORONA-TYPISCHEN SYMPTOMEN: SOLL DER SELBSTTEST TROTZDEM ERFOLGEN?

Nein. Bei einem konkreten Verdacht auf eine Corona-Infektion wenden Sie sich bitte an den Kinderarzt.

Weitere Informationen finden Sie auch auf www.corona.oberkirch.de!

Stadt Oberkirch
Fachbereich Bildung & Kultur
Eisenbahnstraße 1
77704 Oberkirch
Tel. 07802 82-241
www.oberkirch.de